

Памятка для партнера

Код услуги	Наименование теста	Расходный материал	Биоматериал	Условия хранения расходного материала до взятия биоматериала	Условия транспортировки	Срок хранения биоматериала	Сопровождающие документы
1892	Анализ рецептивности эндометрия "ERT-тест"	Пробирки стерильные пластиковые, резьбовые со стабилизирующим буфером	Биопат эндометрия	+18...+25 С	+2 ...+8 С	7 суток	-Направление на исследование
1795,1427 1889,1941in	ПГТ-А, ПГТ-SNP	Пробирки с буфером	Биопат трофэктодермы	-20 С	-20 С	365 суток	-Направление на исследование
1887,1941ni	ni PGT неинвазивное преимплантационное генетическое тестирование	Пробирки без буфера	Культуральная среда	+18...+25 С, перед взятием бм поместить пробирку в холодильник +4 С на 3 часа	-20 С	365 суток	-Направление на исследование

Заказ расходного материала

Заявки принимаются:

7-925-495-11-55 (WhatsApp бизнес-чат).

Заказ расходного материала: *Москва, МО* за 2 дня
Регионы за 3-5 дней

Указать:

- 1.Наименование и адрес медицинского центра
- 2.Дату и время (интервал 4 часа)
- 3.ФИО и телефон, эл.почту контактного лица
- 4.Наименование теста, количество штативов/наборов/пробирок

Вызов курьера для забора биоматериала

Заявки принимаются:

7-925-495-11-55 (WhatsApp бизнес-чат).

Вызов курьера: *Москва, МО* производится за 1 день,
доставка день в день –вызов до 12.00

Регионы за 1 день, кроме субб, воскр

Указать:

- 1.Наименование и адрес медицинского центра.
- 2.Дату и желаемое время приезда курьера
- 3.ФИО и телефон, эл.почту контактного лица
- 4.Наименование теста, количество штативов/наборов/пробирок.

График работы курьеров: *Москва, МО:* понедельник- суббота, *Регионы-*уточняется дополнительно в зависимости от региона

Внимание: подтверждение заявки в течение 10 минут, в случае отсутствия подтверждения обратитесь в контакт центр 8-800-333-45-38