



# НАПРАВЛЕНИЕ

на генетическое исследование амниотической жидкости, ворсины хориона, пуповинной крови

8 (800) 333-45-38  
www.genomed.ru  
callcenter@genomed.ru

г. Москва, Подольское шоссе, дом 8, корпус 5 | Лицензия № ЛО-77-01-019459 от 22 января 2020 г.

Ф.И.О пациента

Дата рождения пациента

(число)

(месяц)

(год)

Срок беременности

(неделя)

(дней)

Контактный телефон

E-mail

Дата забора образца

(число)

(месяц)

(год)

Диагноз

Код	Наименование
<input type="checkbox"/> 589	Хромосомный микроматричный анализ Пренатальный

## Вид материала

Ворсины хориона  
(10-20 мг, в стерильные пробирки с 0,9% раствором NaCl)

Амниотическая жидкость  
(не менее 10 мл в специальные стерильные пробирки)

Пуповинная кровь (не менее 1,5 мл в пробирку с ЭДТА)

## Дополнительная информация об исследовании образца

Выделить ДНК и хранить до окончательного решения заказчика о проведении анализа (в течение 30 дней)

Выполнить исследование сразу при поступлении образца

## Другое

Название направляющего учреждения

Ф.И.О врача

Город

E-mail врача

Тел. врача

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись врача: \_\_\_\_\_